

“Wenn die Freude fehlt”

Stimulieren Sie Ihre Bewohner
körperlich und geistig mit dem
MemoMoto Connected.



FÖRDERPREIS
silverstar
Aktiv für ältere Patienten



Selbstbewusst
durch Bewegung.

MEMO
MOTO

Farboption
Grünblau

Farboption
Olivgrün

Routenbibliothek
Erweiterung für den
MemoMoto Connected (Lite),
mit vielfältige Strecken aus
In- und Ausland.



“Jetzt kann jeder Freude am Bewegen haben”

Der neue “Plug & Play” MemoMoto
Connected Lite ist kompakt, preiswert,
flexibel und erweiterbar.



 **thera wheel**

Das ideale, solide
Bodenfahrrad





Halten auch Sie Ihre Bewohner körperlich und geistig durch Freude an der Bewegung fit, mit dem neuen MemoMoto Connected oder MemoMoto Connected Lite.

Gerade für ältere Menschen ist es immens wichtig, regelmäßig körperliche Bewegungsübungen durchzuführen, da diese für Linderung bei Zivilisationskrankheiten, wie Herz- und Gefäßkrankheiten, Übergewicht oder Diabetes Typ 2 sorgen. Zudem ist der MemoMoto auch für Menschen mit Demenz sehr hilfreich, da regelmäßige Bewegung positive Auswirkungen auf das Gehirn und die kognitive Leistungsfähigkeit hat. **Das Bewegen mit dem MemoMoto führt zu Selbstbewusstsein und einem würdigen Leben.**

Der MemoMoto stimuliert Bewegungen und Kognition mit Hilfe eines Bildschirmes, auf dem ein Film zu sehen ist. Der Film zeigt eine Route, die in einer für den Nutzer vertrauten Umgebung aufgenommen wurde. Zum Beispiel von dem Pflegeheim, durch einen Park, entlang eines Flusses, zu einer Kirche und wieder zurück.

Die schwankungsfrei, in HD-Qualität aufgezeichneten Videorouten laufen nur dann, wenn sich der Benutzer bewegt. Die Geschwindigkeit des Films steht dabei im direkten Zusammenhang zu der Bewegungsgeschwindigkeit des Benutzers.



- Die Kraft von bewegten Bildern ist enorm. Die Benutzer merken gar nicht mehr, dass sie sich bewegen und konzentrieren sich voll und ganz auf die realen Aufnahmen. Dies stimuliert den präfrontalen Kortex, den wichtigsten Teil des Gehirns um gesund und selbstbewusst alt zu werden.
- Der MemoMoto-C arbeitet mit einem anderen Ansporn, als dies bei herkömmlichen, rein zeitgebundenen Bewegungsübungen der Fall ist: "Heute gehen wir zur Kirche und dann weiter zum Marktplatz". Die Ziele motivieren den Anwender und er bewegt sich länger.
- Der MemoMoto-C wird in Alters- und Pflegeheimen eingesetzt, in denen unter anderem Menschen mit Demenz und Alzheimer betreut werden. Aber auch Privatpersonen und Kinder von Menschen mit Demenz gehören zu unseren Kunden.
- Durch den variabel anbringbaren Bewegungssensor, kann der MemoMoto-C jede Art von Bewegung umsetzen und mit allen Bewegungstrainern verwendet werden. Vom Laufband über Heimtrainer bis hin zum TheraWheel® Bodenfahrrad.
- Die Erholung erfolgt ab dem Moment, an dem man meint, sich wieder bewegen zu können, und Freude daran empfindet. In den Routen werden auch Elemente integriert, die den parietalen Kortex stimulieren.



Für unverbindliche Demonstrationsanfragen, Informationen
oder Angeboten kontaktieren Sie uns einfach unter:

MemoMoto by Inflight Television International GmbH
Hermann-Steinhäuser-Str. 43-47, D-63065, Offenbach am Main, Deutschland
T: 069 / 85800030 W: www.memomoto.de E: support@memomoto.de

Mark Janssen - General Manager Thorsten Wick - Account Manager

Spezifikationen - MemoMoto Connected.

Die komplette Einheit des MemoMoto Connected besteht aus folgenden Komponenten:

- Einem leistungsstarken PC mit Windows WPF-Betriebssystem und Bluetooth-Empfänger.
- Der neuesten MemoMoto-C Software mit anpassbarer Benutzeroberfläche.
- Einem stabilen und sicheren, mobilen, höhenverstellbaren Ständer (120 cm - 170 cm).
- In zielgruppenoptimierte Farben: Grünblau oder Olivgrün.
- Einem professionellen 32" Full-HD-Monitor, lüfterlos mit hohem Kontrast und einem Betrachtungswinkel von 178°, für einen Sichtabstand von 1,50 Metern oder
- Einem professionellen 43" Full-HD-Monitor, lüfterlos mit hohem Kontrast und einem Betrachtungswinkel von 178°, für einen Sichtabstand von 2,00 Metern.
- Dem Bewegungssensor (Wii Motion Plus) inklusive Halterung mit Klettverschluss und zwei wiederaufladbaren Hochleistungsakku-Sätzen mit Ladegerät.
- Allen erforderlichen Verbindungskabeln.
- Die Produktion von 3 bis 4 individuellen Videorouten von jeweils ca. 30 Minuten aus der unmittelbaren Umgebung in 50p HD-Qualität, optional erweiterbar durch Routen aus unserer Bibliothek.
- Installation und Einweisung vor Ort, für das Pflegeteam.
- Optional: TheraWheel Bodentrainer für die Beine.

Spezifikationen - MemoMoto Connected Lite.

Der MemoMoto-C Lite wird an das eigene Full-HD TV-Gerät mit HDMI-Eingang angeschlossen.

Um das perfekte Erlebnis zu gewährleisten, muss das TV-Gerät eine Bildschirmdiagonale von 32" bis 43" haben. Der Betrachtungsabstand ist ca. 2 Meter.

Sie erhalten den MemoMoto-C Lite vollständig vorinstalliert mit Routen und personalisierter Benutzeroberfläche. Das Paket besteht aus:

- Einem leistungsstarken PC mit Windows WPF-Betriebssystem und Bluetooth-Empfänger.
- Der neuesten MemoMoto-C Software mit anpassbarer Benutzeroberfläche.
- Dem Bewegungssensor (Wii Motion Plus) inklusive Halterung mit Klettverschluss und zwei wiederaufladbaren Hochleistungsakku-Sätzen mit Ladegerät.
- Allen erforderlichen Verbindungskabeln.
- Frei wählbarer 3er-Routensatz in 50p HD-Qualität, beliebig erweiterbar.
- Optional: Produktion von 3 bis 4 Videorouten aus der unmittelbaren Umgebung von jeweils ca. 30 Minuten.
- Upgrademöglichkeit auf MemoMoto-C
- Optional: TheraWheel Bodentrainer für die Beine.



BERLIN - Silverstar Award für den MemoMoto.

Für welchen vielfältigen Benutzerkreis der MemoMoto eine absolute Steigerung der Lebensqualität bedeutet, zeigt die Auszeichnung mit dem Silverstar Ehrenpreis 2018 im Rahmen des Diabetes Kongress in Berlin.

Mit dem Silverstar ehrt die Berlin Chemie AG seit 2011 herausragende Projekte, Initiativen und Personen, die sich in besonderem Maße für ältere Menschen mit Diabetes einsetzen.